

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CATEGORIA : DISPOSITIVOS MÉDICOS DESECHABLES

V03

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO: TAPABOCAS DESECHABLE SANITISU PROFESSIONA E-INDIVIDUAL 50X10

CODIGO: 780200802

DESCRIPCIÓN: Tapabocas desechable (un solo uso), con ajuste de bandas elásticas y soporte nasal. Fabricado con tres capas protectoras, las cuales se ensamblan Y se unen por tecnología de termosellado ,formando tres pliegues, que proporcionan alta capacidad filtrante y actúan como barrera desde y hacia el exterior, El producto es resistente al vapor producido por la respiración.

REGISTRO INVIMA: En trámite. Clasificado por el INVIMA como dispositivo médico.



DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICAS	
Capa Exterior:	Tela no tejida hidrofóbica azul 15 g/m ² . (Polipropileno)	* Filtrante	* Resistente
Capa Central:	Tela no tejida hidrofóbica filtrante blanca 50 g/m ² (Polipropileno).(Eficiencia de Filtración 95.9%)	* Suave	* Cómodo
Capa Interior:	Tela no tejida hidrofóbica blanca 15 g/m2. (Polipropileno)	* Respirable	* Ajustable
Bandas Elásticas:	Tela no tejida (Polipropileno) + Hilos elásticos (Poliuretano)	* Hipoalergénico	* Libre de látex
Soporte Nasal:	Alambre plano recubierto		

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	TAPABOCAS SANITISU PROFESSIONAL	TAPABOCAS SANITISU PROFESSIONAL EMP IND X 10	TAPABOCAS SANITISU PROFESSIONAL EMP IND 50X10
IMAGEN			
CÓDIGO DE BARRAS	-----	7709599396305	17709599396302
EMPAQUE	Empaque Individual	Empaque plástico x 10	Caja Exhibidora blanca
CONTENIDO	1 Tapaboca	10 Tapabocas	50 Paquetes x10 Tapabocas
Peso Neto	4 ± 0.3 g	40 ± 15 g	2.0 ± 0.15 Kg
Alto	10 cm	2,0 cm	11,8 cm
Ancho	20 cm	20,5 cm	53,9 cm
Profundidad	Espesor: 2 mm	10,5 cm	42,0 cm
Volumen	-----	431 cm ³	0,027 m ³

USO

USOS: Industrial, médico, manipulación de alimentos, profesionales de belleza, hogar, y en espacios públicos por emergencias sanitarias. Elemento de protección para impedir el paso de micropartículas y de agentes desde el ambiente hacia el organismo y desde el organismo hacia el exterior. Protección para prevenir el contagio de de enfermedades virales.

5 años después de fecha de fabricación, si se mantienen las condiciones de almacenamiento.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

ALMACENAMIENTO: Almacenar en sitio seco y fresco. Temperatura máxima de almacenamiento 40°C. Mantener lejos de olores fuertes. Para la disposición final, clasificarlo como residuo peligroso de riesgo infeccioso.